

本產品投保4000萬產物保險

衛部醫器製壹登字第a00333號

舒緩瘻管周邊 疼痛和不適

脈安暖

AWarm

台灣醫材
新型專利技術

洗腎居家照護要點

血液透析後24小時應
熱敷瘻管手臂，熱敷
溫度不超過42度，一
日約2~3次，每次30
分鐘。

▶ 瘻管熱敷專用

▶ 避免燙傷風險

▶ 單手即可操作

▶ 輕巧方便攜帶

長按3秒開關機，短按切換溫度

透明卡片層，可放提醒叮嚀

特色

遠紅外線
放射率96%

30分計時

透明提醒卡

三段式溫控

防低溫燙傷

石墨烯科技



掃描 QR Code 即可進一步了解或取得
脈安暖瘻管照護套，或造訪
www.pulrhy.com

*本機型為外接電源設計，需接行動電源使用




以上均需由醫師視病人情況而定

脈安暖 腎友熱敷套

TMI 台灣醫智
衛部醫器製壹登字第a00333號

不同於一般熱敷用品

專為腎友瘻管熱敷，量身設計的
專業醫材



差異分析	脈安暖	插電熱敷墊	熱水袋
目的	瘻管照護 上下臂適用 恆溫 定時	一般熱敷	一般熱敷
溫度	瘻管熱敷 最適溫度 低溫38 中溫40 高溫42	過熱風險	溫度不持久
導熱	奈米石墨烯 遠紅外線放射率96%	電熱線圈	熱水
便利	穿戴式 USB 供電	插電	不易固定 需隔毛巾防燙